



(EN)

FixoBridge™-Cement is a ready to use cement which fixes dental bridges, temporary crowns or bridges, and all metal, porcelain and acrylic crowns. FixoBridge™ is not a glue - it is a dental-cement which sets only if it comes into contact with water or saliva and can be easily removed by your dentist without any damage to the bridge or crown. Please note that FixoBridge™ is only a temporary solution and you must consult your dentist as soon as possible. The composition has been clinically tested. To ensure, please read the instructions carefully.

Instruction for use:

- Using a strong pin or similar object remove as much as possible of the old, loose cement from inside the bridge, crown or cap. Do not use undue force that may damage the crown. See A
- Using the microbrush supplied, clean the inside of the crown with warm water and soap and rinse it under running water. The crown should preferably be left moist but not dripping wet. See B.
- Using the microbrush clean the area in the mouth (stump) where the bridge, crown or cap is to be replaced. Before replacing the bridge, crown or cap on the stump, rinse the mouth with water (do not fry the stump). See C.

- Apply a small amount of FixoBridge™-3 cement around the inner edge of the crown or cap using the spatula provided. Do not fill the crown. For bridges, apply a small amount of FixoBridge™-3 cement around the inner edge of each crown of the bridge with the spatula provided. See D.
- Press the crown or cap in place for three minutes. For bridges fit the bridge back in your mouth and firmly press down with your thumb and fingers and then carefully bite into place. You will know when the crown or bridge is correctly resisted as you can close your teeth back together again comfortably. See E. (If you are not satisfied with the fit, you have 5 minutes to remove the bridge or crown and repeat the whole process).
- Remove any excess FixoBridge™-3 cement with the microbrush. See F. The setting of the cement takes approximately 15-20 minutes in contact with oral moisture. Do not chew for the next 3 hours.

Important:

- Please remember that FixoBridge™-3 cement takes approximately 15-20 minutes to set in the presence of oral moisture - it is not a glue.

- Always use small quantities and apply to the inner edge of the crown.

Attention:

- Store out of reach of children.
- Store in a cool, dry place (5-25°C / 41-77°F).
- It is important that the cap is replaced tightly after each use.

The kit contains:

- 1 tube of Cement, 1 spatula, 1 plastic-rack, 3 microbrushes, directions for use.

The complete range of BonyPlus products:

- Emergency, Denture Réparatif, Cavité, Confort, Denture Relining Cushion - Stabilizer, 12 Hour Special Fixative Denture Cream
- Hygiene:** "Express" effervescent denture cleanser tablets, "OrthoJunior" tablets for removable orthodontic appliances, Denture brush.

(FR)

FixoBridge™-Cement est un produit prêt à l'usage, qui sert à la fixation provisoire de ponts, de couronnes et de bridges provisoires et de couronnes en métal, porcelaine et acryliques. FixoBridge™ n'est pas une colle - il s'agit d'un ciment dentaire, qui prend seulement lorsqu'il entre en contact avec de l'eau ou de la salive. La prise s'effectue après 15 à 20 minutes. FixoBridge™-Cement a spécialement été conçu pour vous offrir une solution d'urgence provisoire et rapide. FixoBridge™-Cement n'irrite pas les gencives, est d'une application aisée et peut facilement être enlevé par votre dentiste sans pour autant endommager ni bridge ni couronne. La fixation de ponts et de couronnes avec FixoBridge™ ne constitue qu'une solution provisoire et nous recommandons de consulter votre dentiste le plus tôt possible. La composition a été testée cliniquement. Pour obtenir un résultat optimal nous vous conseillons de lire soigneusement le présent mode d'emploi.

Mode d'emploi :

- Enlevez le plus possible de l'ancien ciment se trouvant à l'intérieur de la couronne ou du pont de l'aide d'une aiguille ou d'un objet pointu. Veillez à ne pas endommager la couronne ou le pont. Voir fig. A.
- Nettoyez l'intérieur de la couronne à l'aide de la microbrosse contenue dans l'emballage à l'eau chaude et au savon et rincez ensuite sous l'eau courante. Veillez à ce que la couronne reste humide, mais pas complètement mouillée. Voir fig. B.

- Avec la microbrosse, nettoyez les chocs (s'endrait sur lequel vous allez replacer le pont ou la couronne). Avant de remettre en place la couronne ou le pont, rincez la bouche à l'eau. (Ne pas sécher les chocs) Voir fig. C.
- Appliquez maintenant une petite quantité de FixoBridge™-Cement avec la spatule sur le bord intérieure de la couronne. Veillez à ne pas remplir la couronne. Dans le cas d'un pont appliquez une petite quantité de FixoBridge™-Cement moyennant la spatule sur les bords intérieurs des couronnes. Voir fig. D.
- Pressez ensuite la couronne sur le choc pendant une durée de 3 minutes environ. Dans le cas d'un pont, mettez-le en place sur les chocs respectifs et pressez avec la pousse et les doigts. Ensuite mordez légèrement pour fixer le pont. Dès que vous pouvez de nouveau serrer les mâchoires sans problèmes, vous pouvez être certain que le ciment se trouve de nouveau dans sa position initiale. Voir fig. E. (Si le pont n'est pas correctement ajusté, vous avez 5 min pour recommencer l'opération).
- Enlevez l'excès éventuel de FixoBridge™-Cement à l'aide de la microbrosse. Voir fig. F. Le ciment prend 15 à 20 minutes après contact avec la salive. Evitez toute mastication durant environ 3 heures.

Important:

- N'oubliez pas que FixoBridge™-3 cement nécessite environ 15 à 20 minutes pour prendre en contact avec la salive.
- FixoBridge™-3 cement n'est pas une colle.
- Veillez à n'utiliser que de petites quantités et appliquez ces quantités uniquement sur les parois intérieures de la couronne.

Attention :

- Conservez le produit hors de la portée des enfants.
- Conservez FixoBridge™-3 cement en un endroit frais et sec (5-25°C / 41-77°F).
- Refermez fermement le capuchon après chaque utilisation.

Contenu de l'emballage :

- 1 tube Cement, 1 spatule, 1 support en plastique, 3 microbrosses, mode d'emploi.

Autres produits disponibles :

- Produits d'urgence :** réparatif pour la réparation de dentiers, Cavité.
- Produits de confort :** Coussinet adhésif souple stabilisant le dentier, Crème adhésive pour dentiers.
- Produits d'hygiène :** "Express" comprimés de nettoyage pour dentiers, "OrthoJunior" comprimés de nettoyage pour appareils orthodontiques amovibles, Brosse pour dentiers.

(DE)

FixoBridge™-Cement ist ein gebrauchsfertiges Produkt, mit dem Sie Zahnrücken, provisorische Kronen oder Brücken sowie alle Zahnkrone aus Metall, Porzellan und Acryl befestigen können. Bei FixoBridge™ handelt es sich nicht um Leim - es ist ein Dental Zement, der erst dann bindet, wenn er mit Wasser oder Speichel in Kontakt gebracht wird. Die Bindung erfolgt nach ca. 15-20 Minuten. FixoBridge™-Cement wurde speziell entwickelt und stellt eine schnelle, provisorische Notlösung dar. FixoBridge™-Cement reizt das Zahnfleisch nicht, ist leicht zu verarbeiten und kann problemlos vom Zahnarzt entfernt werden, ohne dass dadurch Kronen oder Brücken beschädigt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Zementierung von Brücken und Kronen mit FixoBridge™ lediglich eine provisorische Lösung darstellt und Sie daher unbedingt möglichst bald Ihren Zahnarzt aufsuchen sollten. Die Zusammensetzung wurde klinisch getestet. Um mit dem Produkt bestmögliche Resultate zu erzielen, sollten Sie unbedingt die nachfolgende Gebrauchsanweisung durchlesen.

Gebrauchsanweisung:

- Entfernen Sie mit Hilfe einer Nadel oder eines ähnlichen Gegenstandes so viel wie möglich vom alten, losen Zement aus der Innenseite der Brücke oder der Krone. Arbeiten Sie vorsichtig und versuchen Sie, die Krone nicht zu beschädigen. Siehe A.
- Reinigen Sie das Innere der Krone mit Hilfe der mitgelieferten Mikroborste mit warmem Wasser und Seife und spülen Sie das Ganze unter lauwarmem Wasser aus. Die Krone sollte dabei vorzugsweise feucht bleiben, allerdings nicht tropfnass. Siehe B.

- Mit der Mikroborste reinigen Sie nun die Stelle im Mund, wo die Brücke oder Krone wieder eingesetzt werden soll. Mund Sie die Brücke oder Krone wieder einsetzen, das Bevor mit Wasser die ausspülen (trocknen Sie dabei den Zahnlstumpf nicht ab). Siehe C.
 - Bringen Sie dann mit dem mitgelieferten Spatel eine kleine Menge von FixoBridge™-Cement auf den inneren Rand der Krone auf. Achten Sie darauf, dass Sie die Innenseite der Krone dabei nicht auffüllen. Bei einer Brücke bringen Sie unter Zuhilfenahme des mitgelieferten Spatels eine kleine Menge von FixoBridge™-Cement auf den inneren Rand jeder Krone auf. Siehe D.
 - Drücken Sie dann die Krone ungefähr 3 Minuten fest an den Zahnlstump. Im Falle einer Brücke setzen Sie diese auf die entsprechenden Zahnlstumpen und drücken sie mit Daumen und Fingern nieder. Beißen Sie danach leicht zu, um die Brücke zu befestigen. Sobald Sie Ihre Zähne wieder problemlos aufeinander pressen können, ist die Brücke wieder in der ursprünglichen Position. Siehe E. (Sollte die Brücke oder Krone nicht richtig sitzen, bleiben ihnen fünf Minuten, um den gesamten Vorgang zu wiederholen).
 - Entfernen Sie den eventuell überschüssigen FixoBridge™-Cement mit der Mikroborste. Siehe F.
- Der Zement bindet ca. 15-20 Minuten nach Kontakt mit dem Speichel. Vermeiden Sie während der nächsten 3 Stunden jegliches Kauen.

Wichtig:

- Verpassen Sie bitte nicht, dass FixoBridge™-3 cement ungefähr 15-20 Minuten braucht, bis es in Verbindung mit dem Speichel bindet. - FixoBridge™-3 cement ist kein Klebstoff.
- Verwenden Sie immer nur kleine Mengen und bringen Sie diese ausschließlich an der Innenseite der Krone auf.

Achtung:

- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bewahren Sie FixoBridge™-3 cement an einem kühlen, trockenen Ort auf (5-25°C / 41-77°F).
- Schrauben Sie die Verschlusskappe nach jeder Anwendung unbedingt wieder fest zu.

Packungsinhalt:

- 1 Tube Cement, 1 Spatel, 1 Plastik-Einlage, 3 Mikroborsten, Gebrauchsanweisung.

Weitere verfügbare Produkte:

- Notfallprodukte:** Reparatur für Zahnprothesen, Cavität, Konfortprodukte: SWC - Stabilizer™, Prothesen-Haftcreme
- Hygieneprodukte:** "Express" Prothesenreinigungstabletten, "OrthoJunior" Reinigungstabletten für herausnehmbare kieferorthodontische Apparate, Prothesenbürste

Manufactured by:
Advanced Healthcare Ltd.
TN11 8JU, UK

For:
bonyf AG
Heiligkreuz 16; FL-9490 Vaduz
Liechtenstein - Europe • www.bonyf.com



SWISS CONTROLLED QUALITY



Dental Line

BONYPLUS
THE DENTURE & DENTAL SPECIALIST

Ingredients: Calcium Sulphate, Glycol Ether, Barium Sulphate, Zinc Oxide, Acrylic Polymer, Triacetin.

4.700.00A.00.10
R110320152MFR

Fixbridge™ -Scement is een kant-en-klaar product, waarmee u bruggen en provisorische bruggen kunt bevestigen alsook provisorische kronen in metaal, porcelain of acryl. Bij Fixbridge™ gaat het om een lijn van drie dentale cementen die allemaal met elkaar verbonden zijn met water of speeksel in contact komen. De verbinding vindt na ca. 15-20 minuten plaats. Fixbridge™ -Scement wordt specifiek ontwikkeld en is ontworpen voor de behandeling van noodoplossing. Fixbridge™ -Scement irriteert het tandvlees niet, het is makkelijk te verwerken en kan probleemloos door de tandarts worden verwijderd, zonder dat daarvoor kronen of bruggen worden beschadigd. Let er echter op, dat de cementering van bruggen en kronen met Fixbridge™ slechts een provisorische oplossing is en u daarom beslist zo snel mogelijk uw tandarts moet opzoeken. De samenstelling wordt klinisch getoetst. Om het product zo goed mogelijk te realiseren te bereiken, moet u beslist de volgende gebruiksaanwijzingen doorlezen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Het moet bevestigd zijn van een naald of een soortgelijk voorwerp zoveel mogelijk van het dode, losse zement uit het binnesten van de brug of de kroon. Werk voorzichtig om de kroon of het niet te beschadigen. Zie A.

2. Reinig het binnesten van de kroon met behulp van het erbij geleverde borstelje met warm water en zeep en spoel alles uit onder stromend water. De kroon moet vochtig blijven, dus niet helemaal droog. Zie B.

3. Met het borstelje reinigt u nu de plaats in de mond, waar de brug of kroon werd geplaatst. Voor u echter de brug of kroon werd geplaatst, moet u de mond met water spoelen (droog daarbij de tandstomp niet af). Zie C.
4. Breng daarna met de erbij geleverde spatel een kleine hoeveelheid van Fixbridge™ -Scement op de binnenwand van de kroon aan. Let erop, dat u daarbij het binnesten van de kroon niet opruimt. Bij een brug brengt u het zement behulp van de erbij geleverde spatel een kleine hoeveelheid Fixbridge™ -Scement op de binnenkant van de kroon aan. Zie D.
5. Druk daarna de kroon ongeveer 3 minuten vast op de tandstomp. Bij een brug plaats u die op de betreffende tandstompen en drukt u die met de mond en vingers naar beneden. Bij daarna zacht de tand met duim en vinger op de bevestiging. Zodra u uw tanden weer probeert om elkaar kunt drukken is de brug weer in de oorspronkelijke positie. Zie E. (Mocht de positie van de brug of kroon niet goed zijn, resteren u vijf minuten om het er weer te halen en het hele proces weer te herhalen).
6. Verwijder het eventuele restzement van de kroon of de kroon met het microborstelje. Zie F. De cementering zorgt voor een verbinding, na ca. 15-20 minuten contact met het speeksel. Vermijd gedurende de eerste 3 uren het kauwen.

Belangrijk:

- Vergeet u a.u.b. niet dat Fixbridge™ -Scement ongeveer 15-20 minuten nodig heeft, voor het in verbinding met het speeksel zorgt voor een verbinding. Fixbridge™ -Scement is geen kleefmiddel.
- Gebruik altijd slechts kleine hoeveelheden en breng die uitsluitend op de binnenwand van de kroon of brug aan.

Attentie:

- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar Fixbridge™ -Scement op een koele droge plaats op 5-25°C (41-77°F).
- Schroef de afsluitdop na elk gebruik beslist weer vast.

Inhoud van de verpakking:

- 1 tube 30cc zement, 1 spatel, 1 plastic-rekje, 3 microborsteljes, gebruiksaanwijzing.

Andere beschikbare producten:

Producten voor noodgeval: Reparatix voor tandprothesen, Cavifix.

Comfortproducten: Zachte prothesen zoals "Stabilizer", Prothese-keelbodem.

Hygiëneproducten:

"Express" prothesereinigingstabletten, "OrthoLunar" reinigingstabletten voor uitneembare kaakorthopedische apparaten, Protheseborstel.

OrthoFixBridge™ -Scement è un prodotto pronto per l'uso con il quale è possibile fissare ponti dentali, corone o ponti provvisori così come tutte le corone dentali in metallo, porcellana e materiale ceramico. Fixbridge™ non è una colla – si tratta piuttosto di un cemento dentale che fissa le corone viena a contatto con acqua o saliva. L'effettivo fissaggio si ha dopo circa 15-20 minuti. Fixbridge™ -Scement è stato sviluppato in modo specifico e con certezza una rapida soluzione per i problemi di emergenza. Fixbridge™ -Scement non irrita il palato, è facile da preparare e può essere tolto senza problemi dai dentisti senza danneggiare corone o ponti. Tuttavia non dimenticate che la cementazione di ponti e corone con Fixbridge™ costituisce solo un soluzione provvisoria, e quindi dovrebbe assolutamente recarsi al più presto dal vostro dentista. La composizione è stata clinicamente testata. Per ottenere migliori risultati, vi consigliamo di leggere con attenzione le istruzioni per l'uso indicate di seguito.

Istruzioni per l'uso:

1. Con l'aiuto di un ago o di un oggetto simile togliere quanto più cemento possibile staccatosi dall'interno del ponte o della corona. Procedere con attenzione cercando di non danneggiare la corona. **Vedere la figura A.**

2. Pulire l'interno della corona con acqua e la microspazzola inclusa nella fornitura utilizzando acqua calda e sapone, e sciacquare poi il tutto sotto l'acqua corrente. Lasciare

preferibilmente la corona umida, ma non troppo bagnata.

Vedere la figura B.

3. Con la microspazzola pulire era il punto nella bocca in cui si dovrà rimettere il ponte o la corona. Prima di rimettere il ponte o la corona si sciacquerà la corona con acqua (preferenziale a non far asciugare il mucosa). **Vedere la figura C.**
4. Con l'aiuto della spatola inclusa nella fornitura applicare una piccola quantità di Fixbridge™ -Scement sulla interna della corona. Fare attenzione a non riempire la cavità interna della corona. **In caso di un ponte applicare una piccola quantità di Fixbridge™ -Scement sul lato interno di ogni corona adandosi con la spatola in acqua nella figura D.** **Vedere la figura D.**
5. Premere poi la corona per 3 minuti sul mucosa. In caso di un ponte, metterlo sui mucosi corrispondenti e spingere in basso il palato, e le dita. Chiudere poi leggermente la bocca per fissare il ponte. Il ponte è ritornato nella posizione originale non appena riuscite a premere i denti senza problemi l'altro lato. **Vedere la figura E.** (Se la sede del ponte o della corona non fosse ancora avvia cinque minuti per togliere e ripetere l'intera procedura).
6. Togliere gli eventuali residui di Fixbridge™ -Scement con il microborstel. **Vedere la figura F.** La cementazione si ha dopo circa 15-20 minuti di contatto con la saliva. Evitare di masticare per le 3 ore successive.

Fixbridge™ -Scement es un producto listo para usar con el cual usted puede fijar puentes dentales, coronas o puentes provisionales, así como todas las coronas dentales hechas de metal, porcelana y materiales acrílicos. Fixbridge™ no es un pegamento, sino más bien un cemento dental que se une a la superficie únicamente después de entrar en contacto con el agua o con la saliva. La unión se logra después de aproximadamente 15 a 20 minutos. Fixbridge™ -Scement fue desarrollado especialmente para proporcionar una rápida solución provisoria en casos de emergencia. Fixbridge™ -Scement no es irritante para las encías, se aplica fácilmente y el dentista puede retirarlo sin problemas, sin provocar daños a las coronas o puentes al hacerlo. No obstante, por favor tenga en cuenta que la cementación de puentes y coronas con Fixbridge™ es únicamente una solución provisional y que, por tanto, usted deberá acudir al antes posible al consultorio de su dentista. La composición de este producto fue probada clínicamente. Para obtener los mejores resultados posibles con este producto, es indispensable leer las siguientes instrucciones de uso.

Instrucciones de uso:

1. Utilizando una aguja o un objeto similar, retire la mayor cantidad posible del cemento viejo suelto del interior del puente o de la corona. Al hacerlo, evite con cautela para evitar dañar la corona. **Véase la figura A.**

2. Limpie el interior de la corona con el microcepillo que viene con el producto humedeciendo con agua tibia y use toda la corona con un chorro de agua. **Véase la figura B.**

3. En ese momento, utilice el microcepillo para limpiar el lugar en la boca donde se debe volver a montar el puente o la corona. Sin embargo, antes de volver a insertar el puente o la corona en el sitio, usted debe enjuagarse la boca con agua (sin secar el raión del diente). **Véase la figura C.**

4. Entonces utilice la spatula que viene con el producto para aplicar una pequeña cantidad de Fixbridge™ -Scement al rededor de la parte superior interna de la corona. Al hacerlo, evite llenar completamente la cavidad interior de la corona. **En el caso de un puente, utilice la spatula que viene con el producto para aplicar una pequeña cantidad de Fixbridge™ -Scement en el interior de cada corona. Véase la figura D.**
5. Optimice entonces firmemente la corona contra el raión del diente durante unos 3 minutos. Si se trata de un puente, colóquelo sobre los correspondientes raiónes y presiónelo con el pulgar y los demás dedos. Después cierre la boca y muérdala ligeramente para fijar al puente en su sitio. Ten presente que puede presionar los dientes unos con otros sin problemas, el puente estará en su posición original. **Véase la figura E.** (Si el sitio del puente o de la corona no fuera todavía cinco minutos por quitarlo y repetir todo el proceso de nuevo.)
6. Retire la cantidad sobrante de Fixbridge™ -Scement con el microcepillo. **Véase la figura F.** El cemento se une con la superficie después del contacto con la saliva durante aproximadamente 15 a 20 minutos. Evite masticar durante las 3 horas siguientes.

Fixbridge™ -Scement é um produto pronto a usar, com o qual se podem fixar pontes dentárias, coronas ou pontes provisórias, bem como todas as coronas dentárias de metal, porcelana e acrílico. Fixbridge™ não se trata de uma cola – trata-se de um cimento dental que se liga só quando entra em contacto com água ou saliva. A liga ocorre de cerca de 15 a 20 minutos. Fixbridge™ -Scement obedeceu a uma conceção específica e representa uma solução de emergência rápida e provisória. Fixbridge™ -Scement não irrita a gengívas, é fácil de trabalhar, e pode ser retirado, sem problemas, pelo estomatologista, sem que com isso haja prejuízo, quer para a coroa, quer para o dente. No entanto, não se esqueça a atenção que a cimentação de pontes e de coronas com Fixbridge™ não é senão uma solução provisória e que deve, por isso, procurar o seu estomatologista imprevidentemente com a maior brevidade. A composição foi clinicamente testada. A fim de se obter os melhores resultados com o produto, deve imprudentemente ler as instruções de utilização.

Instruções de utilização:

1. Afetar do interior da ponte ou da coroa a maior quantidade possível do cimento antigo que se soltou, com a ajuda dum aguilha ou de um objecto similar. Evitar com precaução e cautela não danificar a coroa. **Ver a Fig. A.**

2. Limpar o interior da coroa com a ajuda da microscova fornecida conjuntamente, utilizando água quente e sabão, e enxaguar o conjunto sob água corrente. A coroa deve permanecer húmida, mas não a pingar. **Ver a Fig. B.**

3. Proceder à limpeza da cavidade bucal com a microscova no local onde a ponte ou a coroa deve voltar a ser inserida. Enxaguar a boca com água antes de reinserir a ponte ou a coroa (Não secar o dente). **Ver a Fig. C.**

4. Colocar então a usar a spatula fornecida conjuntamente, uma pequena quantidade de Fixbridge™ -Scement na parte superior interna da coroa. Tomando a precaução de não encher a cavidade interior da coroa. **Em caso se tratar de uma ponte, utilizar a spatula que vem com a pequena quantidade de Fixbridge™ -Scement na face interna de cada coroa, com a ajuda da spatula fornecida conjuntamente. Ver a Fig. D.**
5. Optimizar então a coroa firmemente contra o dente dentário, durante cerca de 3 minutos. Caso se trate dum ponte, colocá-la sobre os respectivos dentes dentários e pressionar com o polegar e restantes dedos para baixo. Morder em seguida a coroa para fixar a ponte. Logo após, fechar a boca e pressionar os dentes uns contra os outros, sem problemas, o pontes estará de novo na posição original. **Ver a Fig. E.** (Caso a ponte ou a coroa não estejam retidas 5 minutos para a retirar de novo e repetir todo o processo).
6. Afetar o eventual excesso de Fixbridge™ -Scement com a microscova. **Ver a Fig. F.** A cementação dá-se com a verificação-se após cerca de 15-20 minutos de contacto com a saliva. Evitar mastigar durante as 3 horas seguintes.

Aviso importante:

- Não se olvide de que Fixbridge™ -Scement precisa aproximadamente entre 15 y 20 minutos para unirse a la superficie mediante el contacto con la saliva. - Fixbridge™ -Scement no es un pegamento.
- Utilice siempre únicamente pequeñas cantidades de este producto y aplíquelas exclusivamente en el interior de la corona.

Atención:

- Conserve este producto fuera del alcance de los niños.
- Guarde Fixbridge™ -Scement en un lugar seco y fresco (5-25°C / 41-77°F).
- Es indispensable cerrar herméticamente la tapa después de cada aplicación.

Contenido del empaque:

- 1 tubo de 30cc zement, 1 spatula, 1 placa dispensadora, 3 microcepillos, instrucciones de uso.

También ofrecemos los siguientes productos:

Productos de emergencia: Reparatix para prótesis dentales, Cavifix

Productos de confort: Almohadillas de soporte "Stabilizer", Crema adherente para prótesis

Productos de higiene: Tablets de limpieza "Express" para prótesis, Tablets de limpieza "OrthoLunar" para aparatos ortopédicos extraíbles de mandíbula, Cepillo para prótesis.

Importante:

- Favor não esquecer que o Fixbridge™ -Scement necessita de cerca de 15-20 minutos até ligar mediante contacto com a saliva. - Fixbridge™ -Scement não é uma cola.
- Utilizar sempre apenas pequenas quantidades e aplicá-las exclusivamente na face interna da coroa.

Atenção:

- Guarde o produto fora de ao alcance das crianças.
- Armazene Fixbridge™ -Scement num local fresco e seco (5-25°C / 41-77°F).
- Fechar sempre muito bem a tampa após cada utilização.

Conteúdo da embalagem:

- 1 tubo de 30cc zement, 1 spatula, 1 plaqueta de suporte, microscova e instruções de utilização.

Outros produtos à disposição:

Produtos de emergência: Reparatix para próteses dentárias, Cavifix

Produtos da gama Comfort: Almofada de realinhamento "Stabilizer", Crema de fixação de próteses

Produtos de higiene: Comprimidos "Express" para limpeza de próteses, Comprimidos de limpeza "OrthoLunar" para aparelhos, não fixos, ortopédicos dos maxilares - Escova para próteses.