



Upper denture  
Dentadura superior  
Prothèse dentaire supérieure



Lower denture  
Dentadura inferior  
Prothèse dentaire inférieure

## EN Instructions for use

Contains 30% olive oil. Revolutionary & healthy approach. No mineral oil. \*Up to 24 hour hold for upper dentures and extra strong hold for lower dentures. The application of a denture adhesive cream implies its absorption through the mouth into the body. This is why we have decided to replace oils derived from petrochemicals (petrolatum, mineral oil and vaseline), commonly used in the formulation of denture adhesive creams on the market, by a healthier alternative: olive oil. 0% Mineral oil, 0% Silicones, 0% Colour additives, 0% Preservatives, 0% Zinc, 0% Vaseline.

## ES Instrucciones de uso

Contiene un 30% de aceite de oliva. Planteamiento revolucionario y saludable. No contiene aceite mineral. \*Hasta 24 horas para dentaduras superiores completas y retención extrafuerte para dentaduras inferiores. La aplicación de una crema adhesiva para dentaduras implica su absorción al cuerpo a través de la boca. Por eso hemos decidido sustituir los aceites derivados de los petroquímicos (petróleo, aceite mineral y vaselina), usados frecuentemente en la formulación de cremas adhesivas para dentadura del mercado por una alternativa más saludable: aceite de oliva. 0% Aceite mineral, 0% siliconas, 0% colorantes, 0% conservantes, 0% zinc, 0% Vaseline.

1. Before applying the cream, clean your denture as usual.

2. Remove the metallic seal from the nozzle of the tube.

3. Apply the cream on a **dry denture** as shown in the picture. Olive oil gives the cream a unique consistency in comparison to petrolatum based denture creams. If you have been a regular user of a petrolatum based denture cream, it can take up to one week or more to adjust to Olivafix® Fresh.

**IMPORTANT:** Do not be afraid to adjust the quantity of cream to achieve your ideal holding time. Lower dentures can be more difficult to hold in place. If this is the case, re-apply the cream based on your individual needs.

4. Gently humidify your denture with water **before** placing it in your mouth. If you suffer from a dry mouth, also drink a sip of water to humidify the gums. The moisture in your mouth and on your denture will activate the cream.

**Important:** Apply cream on dry denture and humidify denture after application of cream.

5. Place the denture in your mouth and gently bite together for a few seconds.

6. Wait 5 minutes before drinking or eating.

**NB:** Due to the high concentration of Olive oil (30%) it is possible that you notice some Olive oil residue during application. This will in no way affect the performance of the cream nor does it pose any risk to your appliance. In order to minimise these residues, it is recommended to knead the tube before use (between 10 and 30 seconds).

## Useful information

If cream residues remain on your denture or your gums after removal of the denture, use a clean paper towel to wipe the cream residue away.

**STORAGE:** Do not expose the tube to sources of heat or direct sunlight. Due to the natural organic olive oil formulation, the product can be sensitive when stored incorrectly. If your cream has been exposed to heat sources over time, it may harden in the tube. If this happens, place the tube in a glass of hot water and let it soak for approx. 1 minute. Make sure to place the tube with the cap facing upwards and that the tube body, excluding the cap, is fully submerged. Remove the tube and massage it for about 30 seconds and then run the tube under cold water whilst massaging it for a further 30 seconds. This should soften the cream.

**CAUTION:** Do not use product if tube nozzle is unsealed. Use the product according to instructions for use. Keep out of the reach of children. Do not use if there is a known sensitivity or allergy to one of the ingredients. If you are taking medication that may affect your gums or oral health, consult a dentist before using the product. In the event of gum irritation or soreness, discontinue use and consult your dentist if necessary. Pain and discomfort of the gums can also be caused by ill-fitting or broken dentures therefore it is important to consult your dentist on a regular basis. Store dry and at room temperature.

## FR Mode d'emploi

Contient 30% d'huile d'olive. Approche révolutionnaire et saine. Pas d'huiles minérales. \*Tenue jusqu'à 24 heures pour prothèse supérieure complète et maintien extra-forte pour les prothèses dentaires inférieures. L'application d'une crème adhésive dentaire implique son absorption dans l'organisme, par voie buccale. C'est pourquoi nous avons décidé de remplacer les huiles dérivées de produits pétrochimiques (pétrolatum, huile minérale et vaseline) couramment utilisées dans l'élaboration de crèmes adhésives dentaires commercialisées, par une alternative plus saine: l'huile d'olive. 0% Huile minérale, 0% de silicone, 0% de colorant, 0% de conservateur, 0% de zinc, 0% de Vaseline.

1. Antes de aplicar la crema, limpia la dentadura de la forma habitual.

2. Quite el sello metálico de la boquilla el tubo.

3. Aplique la crema sobre la **dentadura seca** tal y como se indica en la imagen. El aceite de oliva proporciona a la crema una consistencia exclusiva si se compara con las cremas para dentadura a base de petróleo. Si ha sido usuario regular de una crema para dentadura a base de petróleo, puede que tarde algo más de una semana en acostumbrarse a Olivafix® Fresh.

**IMPORTANTE:** No teme tiendo de ajustar la cantidad de crema para obtener su tiempo de fijación ideal. Las dentaduras inferiores pueden ser más difíciles de fijar. Si es así, vuelva a aplicar la crema según lo necesite.

4. Antes de colocarse la dentadura en la boca, humedézcalas suavemente. Si padeces sequedad bucal, beba un trago de agua para humedecer las encías. La humedad de la boca en la dentadura activará la crema.

**Importante:** Aplique la crema sobre la dentadura seca y humedézca la dentadura tras aplicar la crema.

5. Póngase la dentadura en la boca y muerda suavemente durante unos segundos.

6. Espere cinco minutos antes de beber o comer.

**NOTA:** Debido a la alta concentración de aceite de oliva (30%) es posible que note algún residuo de aceite de oliva durante la aplicación. Esto no afectará al rendimiento de la crema ni plantea ningún riesgo para su prótesis dental. Con el fin de minimizar estos residuos, por favor siga los siguientes consejos: Se recomienda amasar el tubo antes de usarlo (entre 10 y 30 segundos).

## Información útil

Si después de quitarse las dentaduras le quedan restos de crema en la dentadura o en las encías, límpielos con una servilleta de papel limpia.

**ALMACENAMIENTO:** No exponga el tubo a las fuentes de calor o a la luz solar directa. Debido a la fórmula natural del aceite de oliva ecológico, el producto puede ser sensible al mal almacenamiento. Si la crema se ha expuesto a fuentes de calor durante un tiempo prolongado, puede que se endurezca en el tubo. Si esto sucede, deje el tubo en un vaso de agua caliente durante aproximadamente 1 minuto. Asegúrese de colocar el tubo con el tapón hacia arriba y que el cuerpo del tubo, a excepción del tapón, esté totalmente sumergido. Saque el tubo y amáselo unos 30 segundos. A continuación, pase el tubo por agua fría mientras lo amasa otros 30 segundos. De esta forma se ablandará la crema.

**PRECAUCIONES:** No utilice el producto si la boquilla del tubo está abierta. Utilice el producto de acuerdo con las instrucciones de uso. Mantener fuera del alcance de los niños. No lo utilice si existe una sensibilidad conocida o alergia a alguno de los ingredientes. Si usted está tomando medicamentos que puedan afectar a las endas o en la cavidad oral, consultar a un dentista antes de usar el producto. En caso de irritación de las endas o dolor, deje de usarlo y consulte a su dentista si es necesario. El dolor y el malestar de las endas también pueden ser causadas por las dentaduras mal ajustadas o rotas, por lo que es importante consultar a su dentista de forma regular. Conservar en lugar seco y a temperatura ambiente.

1. Nettoyez votre prothèse dentaire comme d'habitude avant d'appliquer la crème.

2. Retirez l'opercule métallique de l'embout du tube.

3. Appliquez la crème sur une **prothèse dentaire sèche** comme montré sur la photo. L'huile d'olive donne à la crème une consistance unique en comparaison avec les crèmes dentaires à base de pétrolatum. L'adaptation à la crème dentaire Olivafix® Fresh peut prendre jusqu'à une semaine voire plus si vous avez auparavant utilisé régulièrement une crème dentaire à base de pétrolatum.

**IMPORTANT:** N'hésitez pas à ajuster la quantité de crème afin d'obtenir un temps de maintien idéal. Les prothèses dentaires inférieures peuvent s'avérer plus difficiles à maintenir en place. Dans ce cas, appliquez de nouveau de la crème en fonction de vos besoins individuels.

4. Humidifiez soigneusement votre prothèse avec de l'eau **avant** de la mettre en bouche. Si votre bouche est sèche, buvez une gorgée d'eau pour humidifier vos gencives. L'humidité dans votre bouche et sur votre prothèse activera la crème.

**Important :** Appliquez de la crème sur une prothèse dentaire sèche et humidifiez la prothèse après l'application de crème.

5. Placez la prothèse dans votre bouche et serrez doucement les dents pendant quelques secondes.

6. Attendez 5 minutes avant de boire ou de manger.

**Formulated with 30%**

**olive oil**  
aceite de oliva  
huile d'olive



**Consult instructions for use/  
Consulte las instrucciones de uso/  
Consulter le mode d'emploi**

**Keep out of reach of children/  
Mantener fuera del alcance de los niños/Tenir hors de portée des enfants**

**Keep dry/Guarda el seco/  
Garder au sec**

**Caution/Precaución/  
Avertissement**

**Ingredients:** Cellulose Gum, Olea Europaea (Olive Fruit) Oil, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Hydrogenated Soybean Oil, Tritydroxystearin, Silica, Menthol, Lecithin, Citrus Limon Peel Oil, Menthyl Lactate.

**bonyf AG**  
Heiligkreuz 16  
FL-9490 Vaduz  
Liechtenstein  
EUROPE  
[www.bonyf.com](http://www.bonyf.com)



**40g**  
(1.4 oz)