



Upper denture
Prothèse dentaire supérieure
Bovenprothese
Dentadura superior



Lower denture
Prothèse dentaire inférieure
Onderprotheses
Dentadura inferior

EN Instructions for use

Up to 35% Organic Olive Oil. Revolutionary & healthy approach. No petrochemicals. *Up to 24 hour hold for upper dentures and extra strong hold for lower dentures. The application of a denture adhesive cream implies its absorption through the mouth, into the body. This is why we have decided to replace oils derived from petrochemicals (petrolatum, mineral oil and vaseline), commonly used in the formulation of denture adhesive creams on the market, by a healthier alternative: organic olive oil. 0% Petrochemicals, 0% Silicones, 0% Colour additives, 0% Preservatives, 0% Zinc, 0% Parabens.

1. Before applying the cream, clean your denture as usual.

2. Remove the metallic seal from the nozzle of the tube.

3. Apply the cream on a **dry denture** as shown in the picture. Olive oil gives the cream a unique consistency in comparison to petrolatum based denture creams. If you have been a regular user of a petrolatum based denture cream, it can take up to one week or more to adjust to OlivaFix Gold. **IMPORTANT:** Do not be afraid to adjust the quantity of cream to achieve your ideal holding time. Lower dentures can be more difficult to hold in place. If this is the case, re-apply the cream based on your individual needs.

4. Gently humidify your denture with water **before** placing it in your mouth. If you suffer from a dry mouth, also drink a sip of water to humidify the gums. The moisture in your mouth and on your denture will activate the cream.

Important: Apply cream on dry denture and humidify denture after application of cream.

5. Place the denture in your mouth and gently bite together for a few seconds. Wait 5 minutes before drinking or eating.

NB: If you notice some oily residues when pressing the cream out of the tube, do not worry as this is a normal occurrence from a natural oil based cream. Immediately dose the tube and knead it for 10-30 seconds before reuse.

Useful information

If cream residues remain on your denture or your gums after removal of the denture, use a clean paper towel to wipe the cream residue away.

Storage: Do not expose the tube to sources of heat or direct sunlight. Due to the natural organic olive oil formulation, the product can be sensitive when stored incorrectly. If your cream has been exposed to heat sources over time, it may harden in the tube. If this happens, place the tube in a glass of hot water and let it soak for approx. 1 minute. Make sure to place the tube with the cap facing upwards and that the tube body, excluding the cap, is fully submerged. Remove the tube and massage it for about 30 seconds and then run the tube under cold water whilst massaging it for a further 30 seconds. This should soften the cream.

CAUTION: Do not use product if tube nozzle is unsealed. Use the product according to instructions for use. Keep out of the reach of children. Do not use if there is a known sensitivity or allergy to one of the ingredients. If you are taking medication that may affect your gums or oral cavity, consult a dentist before using the product. In the event of gum irritation or soreness, discontinue use and consult your dentist if necessary. Pain and discomfort of the gums can also be caused by ill-fitting or broken dentures therefore it is important to consult your dentist on a regular basis. Store dry and at room temperature.

FR Mode d'emploi

Jusqu'à 35% d'huile d'olive biologique. Révolutionnaire et saine. Aucun produit pétrochimique. *Tenue jusqu'à 24 heures pour prothèse supérieure complète et maintien extra-forte pour les prothèses dentaires inférieures. L'application d'une crème adhésive dentaire implique son absorption dans l'organisme, par voie buccale. C'est pourquoi nous avons décidé de remplacer les huiles dérivées des produits pétrochimiques (pérolatum, huile minérale et vaseline) couramment utilisées dans l'élaboration de crèmes adhésives dentaires commercialisées par une alternative plus saine : l'huile d'olive biologique. 0% pétrochimiques, 0% silicones, 0% colorants, 0% conservateurs, 0% zinc, 0% parabènes.

1. Nettoyez votre prothèse dentaire comme d'habitude avant d'appliquer la crème.

2. Retirez l'opercule métallique de l'embout du tube.

3. Appliquez la crème sur une **prothèse dentaire sèche** comme montré sur la photo. L'huile d'olive donne à la crème une consistance unique en comparaison avec les crèmes dentaires à base de pérolatum. L'adaptation à la crème dentaire OlivaFix Gold peut prendre jusqu'à une semaine voire plus si vous avez auparavant utilisé régulièrement une crème dentaire à base de pérolatum. **IMPORTANT:** N'hésitez pas à ajuster la quantité de crème afin d'obtenir un temps de maintien idéal. Les prothèses dentaires inférieures peuvent s'avérer plus difficiles à maintenir en place. Dans ce cas, appliquez de nouveau de la crème en fonction de vos besoins individuels.

4. Humidifiez soigneusement votre prothèse avec de l'eau **avant** de la mettre en bouche. Si votre bouche est sèche, buvez une gorgée d'eau pour humidifier vos gencives. L'humidité dans votre bouche et sur votre prothèse activera la crème.

Important : Appliquez de la crème sur une prothèse dentaire sèche et humidifiez la prothèse après l'application de la crème.

5. Placez la prothèse dans votre bouche et serrez doucement les dents pendant quelques secondes. Attendez 5 minutes avant de boire ou de manger.

NB: Ne vous inquiétez pas si vous remarquez la présence de résidus huileux en pressant la crème hors du tube, ce phénomène est normal avec une crème à base d'huile naturelle. Refermez immédiatement le tube et malaxez-le pendant 10 à 30 secondes avant de le réutiliser.

Bon à savoir

En cas de résidus de crème sur votre prothèse dentaire ou votre gencive après son retrait, utilisez du papier absorbant propre pour éliminer les résidus de crème.

Conservation: Ne pas exposer le tube à une source de chaleur ni aux rayons directs du soleil. En raison de la formule naturelle de l'huile d'olive biologique, le produit peut être sensible à toute conservation incorrecte. Votre crème peut durcir dans le tube en cas d'exposition occasionnelle à des sources de chaleur. Si tel est le cas, mettez le tube dans un verre d'eau chaude et laissez-le tremper pendant environ 1 minute. Veillez à immerger entièrement le tube sans immerger l'embout. Retirez le tube et malaxez-le pendant environ 30 secondes, puis malaxez-le sous eau froide pendant 30 secondes. Ce procédé permet de ramollir la crème.

AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser si l'embout du tube est endommagé. Utilisez le produit suivant les instructions de la notice. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à un des ingrédients contenu dans ce produit. Si vous êtes sous traitement pouvant affecter votre gencive ou cavité buccale consultez votre dentiste avant d'utiliser le produit. En cas d'irritation de la gencive ou de douleurs, cesser l'utilisation et consultez votre dentiste si nécessaire. Douleur et inconfort peuvent provenir d'un appareil mal adapté ou cassé c'est pourquoi il est important de voir son dentiste régulièrement. Stocker dans un lieu sec et à température ambiante.

NL Gebruiksaanwijzing

Tot wel 35% biologische olijfolie. Revolutionaire en gezonde aanpak. Geen petrochemische bestanddelen. *Tot 24 uur voor bovenste tandprothesen en een nog betere hechting voor onderprothesen. Als voor het dragen van een prothese een kleefpasta wordt gebruikt, dan betekent dat dit door de mond wordt opgenomen en in het lichaam terechtkomt. Daarom hebben we besloten om olie op basis van petrochemische stoffen (vaseline, minerale oliën), waarvan bij het samenstellen van de gangbare kleefpasta's voor gebitsprothesen veel gebruik wordt gemaakt, te vervangen door een gezonder alternatief: biologische olijfolie. 0% Petrochemische stoffen, 0% siliconen, 0% kleurstoffen, 0% conserveringsstoffen, 0% zink, 0% parabeno's.

1. Reinig uw prothese op de normale manier voor u de kleefpasta aanbrengt.

2. Verwijder het metalen lipje van de opening van de tube.

3. Breng de kleefpasta zoals afgebeeld aan, op een **droge prothese**. Olijfolie geeft de pasta een unieke consistente, vergeleken met kleefpasta's voor prothesen op basis van vaseline. Het kan dan ook een week of meer duren voor u gewend bent aan OlivaFix Gold als u gewend was om regelmatig een kleefpasta op basis van vaseline te gebruiken.

BELANGRIJK: U kunt de hoeveelheid kleefpasta altijd aanpassen aan uw behoeften, om te zorgen dat de prothese optimaal blijft zitten. Onderkaakprothesen blijven vaak lastiger op hun plaats. Als dat het geval is, is vaak meer kleefpasta nodig, breng de pasta daarom aan naar behoeft.

4. Bevochtig uw prothese met water **voor** u hem in uw mond doet. Als u vaak een droge mond hebt, drink dan ook een slokje water om uw tandvlees vochtig te maken. Door het vocht in uw mond en op de prothese wordt de kleefpasta geactiveerd.

Belangrijk: Breng de kleefpasta aan als de prothese droog is en bevochtig hem pas daarna.

5. Plaats de prothese in uw mond en bijt voorzichtig dicht gedurende enkele seconden. Wacht 5 minuten voor u iets of drinkt.

NB: Als u merkt dat er nog wat olie komt uit de pasta uit de tube drukt, hoeft u zich daar geen zorgen over te maken. Dat is een normaal verschijnsel bij een kleefpasta op basis van natuurlijke olie. Sluit de tube direct af en kneed hem 10-30 seconden voor u hem opnieuw gebruikt.

Nuttige informatie

Als er na het verwijderen van de prothese resten kleefpasta achterblijven op uw prothese of uw verhemelte, veeg de resten van de pasta dan weg met een schoon papieren doekje.

Bewaren: Stel de tube niet bloot aan warmtebronnen of direct zonlicht. Doordat het product is gemaakt op basis van natuurlijke, biologische olijfolie moet het altijd op de juiste manier worden bewaard. Als uw kleefpasta gedurende de tijd heeft blootgestaan aan warmtebronnen, dan kan hij hard worden in de tube. Als dit gebeurt, doe de tube dan in een glas heet water en laat hem daar ongeveer 1 minutewezing. Zorg dat de tube met de dop naar boven in hetglas staat en zorg dat de rest van de tube, behalve de dop, helemaal is ondergedompeld. Verwijder de tube en kneed hem ongeveer 30 seconden, hou de tube dan onder koud water en kneed hem nog eens 30 seconden. Daardoor wordt de pasta zacht.

OPGELET: Product niet gebruiken indien opening niet verzegeld. Gebruik volgens instructies. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet gebruiken indien allergisch voor een van de ingrediënten. Raadpleeg de tandarts indien u medicatie neemt die het tandvlees of gehemelte kan aantasten. In geval van irritatie of pijn dien de behandeling te worden stopgezet. Raadpleeg onmiddellijk uw tandarts. Pijn of oncomfortabel gevoel kan ook veroorzaakt worden door een slecht passende prothese. Daarom is het noodzakelijk om regelmatig uw tandarts te raadplegen. Droog bewaren bij kamertemperatuur.

Hasta un 35% de aceite de oliva ecológico. Planteamiento revolucionario y saludable. Sin petroquímicos. *Hasta 24 horas para dentaduras superiores completas y retención extrafuerte para dentaduras inferiores. La aplicación de una crema adhesiva para dentaduras implica su absorción al cuerpo a través de la boca. Por eso hemos decidido sustituir los aceites derivados de los petroquímicos (petrolato, aceite mineral y vaselina), usados frecuentemente en la formulación de cremas adhesivas para dentadura del mercado por una alternativa más saludable: aceite de oliva ecológico. 0% petroquímicos, 0% siliconas, 0% colorantes, 0% conservantes, 0% zinc, 0% parabenos.

1. Antes de aplicar la crema, limpia la dentadura de la forma habitual.

2. Quite el sello metálico de la boquilla el tubo.

3. Aplique la crema sobre la **dentadura seca** tal y como se indica en la imagen. El aceite de oliva proporciona a la crema una consistencia exclusiva si se compara con las cremas para dentadura a base de petróleo. Si ha sido usuario regular de una crema para dentadura a base de petróleo, puede que tarde algo más de una semana en acostumbrarse a OlivaFix Gold.

IMPORTANTE: No tenga miedo de ajustar la cantidad de crema para obtener su tiempo de fijación ideal. Las dentaduras inferiores pueden ser más difíciles de fijar. Si es así, vuelva a aplicar la crema según lo necesite.

4. Antes de colocarse la dentadura en la boca, humedézcala suavemente. Si padeces sequedad bucal, beba un trago de agua para humedecer las encías. La humedad de la boca y en la dentadura activará la crema.

Importante: Aplique la crema sobre la dentadura seca y humedézca la dentadura tras aplicar la crema.

5. Póngase la dentadura en la boca y muérdala suavemente durante unos segundos. Espere cinco minutos antes de beber o comer.

Nota: No se preocupe si nota restos aceitosos al sacar la crema del tubo, es normal en una crema a base de aceite natural. Cierre el tubo inmediatamente y amáselo durante 10-30 segundos antes de volver a utilizarlo.

Información útil

Si después de quitar las dentaduras le quedan restos de crema en la dentadura o en las encías, límpielos con una servilleta de papel limpia.

Almacenamiento: No exponga el tubo a las fuentes de calor o a la luz solar directa. Debido a la fórmula natural del aceite de oliva ecológico, el producto puede ser sensible al mal almacenamiento. Si la crema se ha expuesto a fuentes de calor durante un tiempo prolongado, puede que se endurezca en el tubo. Si esto sucede, deje el tubo en un vaso de agua caliente durante aproximadamente 1 minuto. Asegúrese de colocar el tubo con el tapón hacia arriba y que el cuerpo del tubo, a excepción del tapón, esté totalmente sumergido. Saque el tubo y amáselo unos 30 segundos. A continuación, pase el tubo por agua fría mientras lo amasa otros 30 segundos. De esta forma se ablandará la crema.

PRECAUCIONES: No utilice el producto si la boquilla del tubo está abierta. Utilice el producto de acuerdo con las instrucciones de uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Si lo utiliza si existe una sensibilidad conocida o alergia a alguno de los ingredientes. Si usted está tomando medicamentos que puedan afectar a las encías o en la cavidad oral, consultar a un dentista antes de usar el producto. En caso de irritación de las encías o dolor, deje de usarlo y consulte a su dentista si es necesario. El dolor y el malestar de las encías también pueden ser causadas por las dentaduras mal ajustadas o rotas, por lo que es importante consultar a su dentista de forma regular. Conservar en lugar seco a temperatura ambiente.



Oberkieferprothese
Protesi superiore
上顎假牙



Unterkieferprothese
Protesi inferiore
下顎假牙

DE Gebrauchsanweisung

Bis zu 35% organisches Olivenöl. Revolutionär & gesunder Ansatz. Keine Petrochemikalien. *Bis zu 24-Stunden-Halt für Oberkieferprothesen und extra starker Halt für die Unterkieferprothesen. Bei Anwendung einer Prothesenhaftcreme wird diese durch den Mund vom Körper absorbiert. Deshalb haben wir uns entschlossen, aus Petrochemikalien stammende Öle (Petrolatum, Mineralöl und Vaseline), die häufig in der Formulierung von handelsüblichen Prothesenhaftcremes verwendet werden, durch eine gesündere Alternative zu ersetzen, nämlich durch organisches Olivenöl. 0% Petrochemikalien, 0% Silikone, 0% Farbstoffzusätze, 0% Konservierungsmittel, 0% Zink, 0% Parabene.

1. Reinigen Sie Ihre Prothese wie gewohnt, bevor Sie die Haftcreme auftragen.

2. Entfernen Sie das Metallsiegel vom Tubenhals.

3. Tragen Sie die Haftcreme auf die **trockene Prothese** auf, wie in der Abbildung dargestellt. Durch Olivenöl erhält diese Haftcreme im Vergleich zu Prothesencremes auf Petrolatum-Basis eine einzigartige Konsistenz. Wenn Sie bisher regelmäßig eine Prothesencreme auf Petrolatum-Basis verwendet haben, kann es bis zu einer Woche oder länger dauern, bis Sie sich an OlivaFix Gold gewöhnen haben.

WICHTIG: Scheuen Sie sich nicht, die Haftcreme-Menge anzupassen, um die für Sie ideale Haltzeit zu erreichen. Unterkieferprothesen bleiben eventuell nicht so leicht an Ort und Stelle. Wenn dies der Fall ist, tragen Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen erneut Creme auf.

4. Feuchten Sie Ihre Prothese vorsichtig mit etwas Wasser an, **bevor** Sie sie in den Mund einsetzen. Wenn Sie unter einem trockenen Mund leiden, trinken Sie auch einen Schluck Wasser, um das Zahnfleisch zu befeuchten. Die Feuchtigkeit in Ihrem Mund und auf Ihrer Prothese wird die Haftcreme aktivieren.

Wichtig: Tragen Sie die Haftcreme auf die trockene Prothese auf und befeuchten Sie erst danach die Prothese.

5. Setzen Sie die Prothese in Ihren Mund ein und beißen Sie leicht für ein paar Sekunden zusammen. Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie es etwas essen oder trinken.

Hinweis: Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie beim Austreten der Creme aus der Tube ölige Rückstände bemerken, da dies bei einer natürlichen Creme auf Öl-Basis ganz normal ist. Verschließen Sie die Tube sofort wieder und kneten Sie sie vor dem nächsten Gebrauch 10 bis 30 Sekunden durch.

Nützliche Informationen

Wenn auf Ihren Prothesen oder Ihrem Zahnfleisch Creme-Rückstände verbleiben, nachdem Sie die Prothesen herausgenommen haben, wischen Sie die Creme-Rückstände mit einem sauberen Papiertuch ab.

Lagerung: Die Tube weder Hitze noch direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Aufgrund der Formulierung mit natürlichem organischem Olivenöl kann das Produkt bei falscher Lagerung empfindlich reagieren. Wenn Ihre Creme im Laufe der Zeit Hitze ausgesetzt war, kann sie in der Tube fest werden. Stellen Sie die Tube in diesem Fall in ein Glas heißes Wasser und lassen Sie sie etwa 1 Minute lang eingetaucht. Achten Sie darauf, dass Sie die Tube so in das Glas stellen, dass die Kappe nach oben zeigt und der Tubenkörper mit Ausnahme der Kappe vollständig eingetaucht ist. Nehmen Sie die Tube heraus und kneten Sie sie etwa 30 Sekunden lang. Halten Sie die Tube dann unter kaltes Wasser, während Sie sie weitere 30 Sekunden lang kneten. Dadurch sollte die Creme weich werden.

WARNHINWEISE: Das Produkt nicht verwenden, wenn das Düsennröhren nicht versiegelt ist. Das Produkt gemäß der Gebrauchsanweisung anwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht anwenden, wenn eine bekannte Überempfindlichkeit oder Allergie gegenüber einem der Bestandteile vorliegt. Wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die Ihr Zahnfleisch oder Ihre Mundhöhle beeinträchtigen, konsultieren Sie vor der Anwendung des Produkts einen Zahnarzt. Im Falle von Zahnhfleischirritationen oder -schmerzen die Anwendung abbrechen und einen Zahnarzt konsultieren, falls erforderlich. Schmerzen und Beschwerden des Zahnhflesches können auch von schlecht sitzenden oder beschädigten Zahnpfosten herrühren. Daher ist es wichtig, regelmäßig den Zahnarzt aufzusuchen. Trocken und bei Zimmertemperatur lagern.

IT Istruzioni per l'uso

Fino al 35% di olio di oliva biologico. Approccio rivoluzionario e salutare. Nessun derivato del petrolio. *Bisina 24 ore per tutte le dentiere superiori e tenuta extra forte per le protesi inferiori. L'applicazione di una crema adesiva per protesi dentali implica il suo parziale assorbimento nell'organismo attraverso il cavo orale. Per questo motivo abbiamo deciso di sostituire gli oli ottenuti dal petrolio (petrolato, olio minerale e vaselina) comunemente impiegati nella formulazione delle creme adesive per protesi in commercio con un'alternativa più salubre: l'olio di oliva biologico. 0% petrolchimici, 0% silicini, 0% additivi coloranti, 0% conservanti, 0% zinco, 0% parabeni.

1. Prima di applicare la crema, pulire la protesi come di consueto.

2. Rimuovere il sigillo di sicurezza metallico dal beccuccio erogatore del tubetto.

3. Applicare la crema su una **protesi asciutta** come indicato in figura. L'olio di oliva conferisce alla crema una consistenza particolare, diversa da quella delle creme per protesi dentali a base di petrolio. Se si utilizzava abitualmente una crema per protesi a base di petrolio, potrebbe essere necessaria una settimana o anche più tempo per abituarsi a OlivaFix Gold.

IMPORTANTE: È possibile adattare senza timore la quantità di crema per ottenere la durata di tenuta ideale della protesi. Potrebbe essere più difficile garantire la tenuta delle protesi dell'arcata inferiore. In questo caso, riapplicare la crema in base alle esigenze individuali.

4. Inumidire leggermente con acqua la protesi **prima** di inserirla in bocca. Se si soffre di sechezza alla bocca, bere un sorso d'acqua per inumidire le gengive. Inumidendo sia la bocca che la protesi, si attiva la crema.

Importante: Applicare la crema su una protesi asciutta e inumidire la protesi solo dopo aver applicato la crema.

5. Inserire la protesi in bocca e chiudere delicatamente per qualche secondo. Attendere 5 minuti prima di bere o mangiare.

Nota: Se si osservano residui oleosi quando si preme il tubetto per applicare la crema, tenere presente che si tratta di un fenomeno normale, perché la crema è a base di olio naturale. Chiudere immediatamente il tubetto e manipolarlo premendolo in vari punti per 10-30 secondi prima di riutilizzare la crema.

Informazioni utili

Se dopo aver rimosso la protesi rimangono residui di crema sulla protesi o sulle gengive, toglierli utilizzando una salvietta di carta pulita.

Conservazione: Non esporre il tubetto a fonti di calore o alla luce solare diretta. Data la sua formulazione a base di olio di oliva biologico naturale, il prodotto può risentire degli effetti di una conservazione non corretta. Se è stata esposta a lungo a fonti di calore, la crema può indursi all'interno del tubetto. In questo caso inserire il tubetto in un bicchiere di acqua calda e lasciarlo immerso per circa 1 minuto. Accertarsi di immergere il tubetto con il tappo rivolto verso l'alto, verificando che sia immerso tutto il corpo del tubetto, ad eccezione del tappo. Togliere il tubetto dall'acqua e massaggiarlo per circa 30 secondi, poi passarlo sotto l'acqua fredda continuando a massaggiare per altri 30 secondi. In questo modo la crema dovrebbe ammorbidente.

ATTENZIONE: Non usare il prodotto se il tappo del tubo non è sigillato bene. Usare il prodotto secondo quanto dichiarato nelle istruzioni per l'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non usare in caso di sensibilità o allergia a uno degli ingredienti. Se state prendendo medicine che possono irritare le gengive o il cavo orale, consultate un dentista prima di usare il prodotto. In caso di irritazione delle gengive o indolenzimento (dolore), smettere l'utilizzo e consultare il dentista se necessario. Dolore e fastidio alle gengive possono essere causati anche da una dentiera della misura sbagliata o rotta, perciò è importante consultare il proprio dentista regolarmente. Conservare in luogo asciutto e a temperatura ambiente.

ZH 使用說明書

本產品以消費者健康為訴求，摒棄其他假牙黏著劑常使用的石油化學成分，創新研發新製程技術，採用高達35%的有機橄欖油取而代之。*本產品使用於上顎假牙、黏著時間可長達24小時，使用於下顎假牙會有更強的黏著力。使用假牙黏著劑時，因為產品會與口腔黏膜直接接觸，而假牙黏著劑所使用的油，則會透過口腔被人體吸收。這就是為什麼我們決定用一種更健康的替代成分—有機橄欖油來取代市場上其他使用礦物油（礦脂、礦物油和凡士林）的產品。0%礦物油，0%有機礦化合物，0%色素，0%防腐劑，0%鋅，0%對羟基苯甲酸酯（防腐劑）。

1. 在塗抹假牙黏著劑之前，請先請潔假牙。

2. 旋開管蓋之後，將管嘴上的錫箔密封片打開。

3. 如圖所示，將假牙黏著劑塗抹在乾燥的假牙上。與其他使用礦物油的假牙黏著劑相比，本產品因為使用橄欖油的緣故，造成假牙黏著劑黏稠度上的差異。如果您已長期使用礦物油假牙黏著劑，可能需要一周或更長時間才能適應OlivaFix Gold。

重要：為達到到理想的保持時間，需要使用足夠的假牙黏著劑。特別是下顎假牙比較難長時間固定。如果是這種情況，請根據您的個人需求重新塗抹假牙黏著劑。

4. 請在假牙放入口中之前，用水濕潤假牙。如果您口乾不舒服，也請喝一口水將牙齒濕潤。讓口腔中的水分與假牙黏著劑混合產生黏著作用。

重要：在乾燥的假牙上塗抹假牙黏著劑之後再用水濕潤假牙。

5. 將假牙放入口中，輕輕咬合數秒鐘。等待5分鐘後方可飲水或進食。

Formulated with

Bio
organic
olive oil

huile d'olive biologique
biologische olijfolie
aceite de oliva ecológico
organisches olivenöl
olio di oliva biologico
有機橄欖油

EXTRA VIRGIN



24h hold*

Ingredients: Cellulose Gum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Olea Europaea (Olive Fruit) Oil**, Hydrogenated Soybean Oil, Silica, Trihydroxystearin, Menthol, Lecithin, Citrus Limon Peel Oil, Methyl Lactate. **Extra Virgin Organic Olive Oil

bonyf AG
Heiligkreuz 16
FL-9490 Vaduz
Liechtenstein
EUROPE
www.bonyf.com

